

TALKING AID™

トーキングエイド for iPad




タイマー

ユーザーズガイド

1. アプリケーションソフト構成

トーキングエイド for iPad のアプリケーションソフトは、テキスト入力版、シンボル入力版、タイマーの3種類で構成され、それぞれ複数の入力画面を有します。

又、iPad の設定のトーキングエイド介助者設定により、ユーザーの障害に応じた各種設定を行うことができます。




2. 仕 様

- ・全てのキーは、タッチした際に入力され、キーリピートは行わず1タッチで1入力です。
- ・介助者による設定以外は、スワイプを使わずに操作を行うように作られています。
- ・画面サイズは iPad 専用で、1024×768 ピクセルです。
- ・トーキングエイド for iPad では、設定した残り時間を表示するタイマーモードと設定した時刻までの残り時間を表示するアラームモードの2通りを選択することができます。



3. タイマー

タイマーを選択すると、タイマー設定画面が表示され、時間、表示する画像、設定した時間が経過したときに鳴る音を設定することができます。




(1) 時間設定

タイマーの時間をセットします。


時間と分の上下に表示されている時間設定ボタン（△又は▽）にタッチして、タイマーの時間を設定します。

△で数字が増え、▽で数字が減っていきます。




(2) 提示オプション

- ① 絵文字や写真を表示させることができます。
- 表示オプションにタッチすると、絵文字辞書、カメラロール、イメージなしの3種類の選択画面が表示されます。内蔵の絵文字を使用する場合には絵文字辞書、写真データを使用する場合にはカメラロール、表示させない場合にはイメージなしを選択します。




- ② 希望の絵文字や写真を選択します。



(3) テキスト入力

- 簡単な文書を表示することができます。
- テキストを入力と書かれた箇所にタッチすると、iPadのキーボードが表示されますので、そのキーボードを使って任意の文書を入力します。表示できる文字数は、全角で21文字までです。文書を入力し終わったら、決定ボタンにタッチします。




(4) 音オプション

設定した時間が経過した時に鳴る音を設定することができます。

音オプションにタッチすると、アラーム選択画面が表示されます。アラーム1から5の中から希望のアラームを選択します。

アラームを鳴らさない場合は、なしを選択します。




それぞれの設定が出来上がり、スタートボタンにタッチすると、タイマーがカウントを始めます。



途中でタイマーを止めたい場合には、やめるボタンにタッチします。

一旦、タイマーが停止しますので、止める場合にはすぐにやめるボタンを、再開する場合にはつづけるボタンをタッチします。



3. アラーム

アラームを選択すると、アラーム設定画面が表示され、時間、表示する画像、設定した時間がきたときに鳴る音を設定することができます。




(1) 時間設定

タイマーの時間をセットします。

時間と分の上下に表示されている時間設定ボタン（△又は▽）にタッチして、タイマーの時間を設定します。

△で数字が増え、▽で数字が減っていきます。




(2) 掲示オプション

① 絵文字や写真を表示させることができます。

表示オプションにタッチすると、絵文字辞書、カメラロール、イメージなしの3種類の選択画面が表示されます。内蔵の絵文字を使用する場合には絵文字辞書、写真データを使用する場合にはカメラロール、表示させない場合にはイメージなしを選択します。




②希望の絵文字や写真を選択します。



(3) テキスト入力

簡単な文書を表示することができます。

テキストを入力と書かれた箇所にタッチすると、iPadのキーボードが表示されますので、そのキーボードを使って任意の文書を入力します。表示できる文字数は、全角で21文字までです。文書を入力し終わったら、決定ボタンにタッチします。



(4) 音オプション


設定した時間が経過した時に鳴る音を設定することができます。

音オプションにタッチすると、アラーム選択画面が表示されます。アラーム1から5の中から希望のアラームを選択します。

アラームを鳴らさない場合は、なしを選択します。



それぞれの設定が出来上がり、スタートボタンにタッチすると、タイマーがカウントを始めます。



途中でタイマーを止めたい場合には、やめるボタンにタッチします。
一旦、タイマーが停止しますので、止める場合にはすぐにやめるボタンを、再開する場合にはつづけるボタンをタッチします。





お問い合わせは
トーキングエイドCafe
<http://www.talkingaid.net/>

発売元：株式会社ユープラス
〒124-0012 東京都葛飾区立石7-7-9
TEL 03-5654-6763
E-mail: info@u-plus.co.jp
<http://www.u-plus.co.jp/>